

2-pakk flaskesutt av silikon - fast flow

(Varenr. 8030B)

Flaskesuttene har gjennomgått kvalitetstest mht. sikkerhet og styrke. Den brede halsenen på flaskesuttene føles lik mors bryst ved amming - og stimulerer dermed barnets sugerefleks. Flaskesuttene er utstyrt med ventil som sikrer at det ikke dannes vakuum i flasken og da redusert risiko for kolikk.

Sikkerhetsforanstaltning:

Før hver bruk dras suttene i hver ende og undersøkes. Ved minste tegn på slitasje må suttene byttes ut. Av hygieniske årsaker skiftes flaskesuttene etter ca. 3 mnd. Er flasken med innhold oppvarmet i mikrobølgeovn, skal den alltid ristes før bruk for å oppnå jevn temperatur. Kontroller alltid innholdet for korrekt temperatur.

Vedlikehold:

- Vask grundig i varmt vann før bruk.
- Steriliseres i sterilisator iht. denne produsentens instruksjoner eller kokes i 5 min.
- Oppbevares i en tørr beholder.
- Må ikke oppbevares i direkte sollys, etterlates nært varmekilder eller steriliseres i lengre tid enn anbefalt.
- Oppvaskmiddel og farget mat kan misfarge suttene.

ADVARSEL:

Flaskesuttene må IKKE brukes som narresmøkk.

BABYER MÅ KUN FÅ FLASKE UNDER OPPSYN AV VOKSEN.

OPFYLLER/OPPFYLLER BS 7368 : 1990 og BS EN14350.

